

Seekey®

Tee näin:

1. Ota esille värilliset avainlevyt painamalla näkyvät päät.
2. Poista suojakalvo.
3. Kokeile päättää väreistä alla olevien ohjeiden avulla.

Värien päättäminen Seekey:n avulla

Pida punainen avain (pyöristetyllä kulmilla oleva) lähellä silmäsi ja sulje toinen silmä. Katso punaista ruutua alla olevasta

Väriavaimesta. Ruutu saattaa tuntua erittäin vaaleana, melkein valkoiselta. Katso sitten samalla avainlevyllä vihreätä ruutua. Ruutu näyttää erittäin tummana. Vihreällä avainlevyllä on teho on toisin päin.

Nyt pystyt erottamaan punaisen ja vihreän. Muiden värillisten ruutujen avulla opit erottamaan sinisen ja lilan, oranssin ja vihreän ja ruskean, vaaleapunaisen ja turkoosin ja harmaan. Voit myös opetella erittelemään värit asioilla joiden värit jo tiedät.

Jos et pysty tunnistamaan sinisen värin tai erittelet ainoastaan harmaan värin, saattaa olla vaikeampi tehdä varma päätös väreistä. Mutta Seekey toimii kuitenkin erittäin hyvin asioiden paljastajana, asiat jotka et muuten olisi nähnyt.

Tutki lähemmin alla oleva **Näe enemmän.**

Seekey®

Näe enemmän

Seekey:n avulla voit tunnistaa monta asiaa mitä et ennen nähnyt. Punaiset marjat tai kukat ovat usein piilossa vihreiden lehtien välillä. Katso pyöreällä kulmilla olevan punaisen levyn läpi. Punainen melkein loistaa verrattuna tummempaan vihreään ympäristöön. Kokeile sama karttojen, kuvien ja kuviollisten vaatteiden kanssa.

Usein on viisasta laittaa levyt vierekkäin ja sitten katsoa vuorotellen punaisen ja vihreän levyn läpi. Eriväriset esineet saavat sillä tavalla aikaan vilkkuvan efektin ja siten paljastuvat helpommin.

Huoltotoimenpiteet

Seekey kestää erittäin hyvin säätä, tuulta ja vettä. Levyt voidaan puhdistaa tavallisella tiskiaineella, puhdistusnesteellä tai laimennettua T-pirtua. Pyyhi puhtaalla puuvillarätillä. Vältä rapistuvaa likaa. Jotkut naarmut voidaan kiillottaa pois akryylin kiillotus-aineella.

Värin käsitys muuttuu kun käytät Seekey yhdellä näistä kolmesta tavoista. Väristä tulee:

- Paljon **tummemmaksi**

- Paljon **vaaleammaksi**

- **Melkein ei muutu tai vähän**

tummemmaksi/vaaleammaksi

Helpoin tapa nähdä miten Seekey toimii on punaisella, vihreällä, sinisellä ja lilalla. Ruskea ja harmaa vaatii enemmän harjoitusta.

Väriavain

| | Ilmenee punaisella levyllä | Ilmenee vihreällä levyllä |
|----------|----------------------------|---------------------------|
| Punainen | Vaaleampi | Tummempi |
| Vihreä | Tummempi | Ei muutosta |
| Oranssi | Vaaleampi | Tummempi |
| Ruskea | Ei muutosta | Ei muutosta |

Ilmenee punaisella levyllä

Ilmenee vihreällä levyllä

| Sininen | Tummempi | Ei muutosta |
|----------|-------------|-------------|
| Lila | Vaaleampi | Ei muutosta |
| Turkoosi | Tummempi | Ei muutosta |
| Pink | Vaaleampi | Tummempi |
| Harmaa | Ei muutosta | Ei muutosta |

Erittäin vaaleista tai erittäin tummista nyansseista on vaikeampi tehdä tarkka päätös. Laita levyt vierekkäin pienellä välillä. Katsomalla vuorotellen punaisen, välin ja vihreän levyn läpi huomaat pienimmätkin erot.

Jos valaistus on huono on värin määrittely myös vaikeampi. Näin on kaikille. "Yön aikana kaikki kissathan ovat harmaat".

CE

patent

VAROITUS: Käyttäkää Seekeytä omalla vastuulla. Harjoittele tämän käyttöohjeen mukaisesti. Tarkistakaa oikeintarkkaan teidän väri valioa jos on kysymyksessä turvallisuus. Pyytäkää apua jos olettepävarma.