



Gör så här:

1. Vrid fram skivorna med hjälp av tapparna i änden.
2. Tag bort skyddsplasten.
3. Prova att bestämma färg enligt anvisningarna här.

Att bestämma färg med Seekey

Håll den röda skivan (som har runda hörn) nära ena ögat och blunda med det andra. Titta nu på den röda rutan i **Färgnyckeln** nedan. Du upplever rutan mycket ljus, kanske nästan vit.

Titta sedan med samma skiva på den gröna rutan. Den blir helt mörk. Med den gröna skivan blir effekten tvärtom.

Nu vet du hur du skiljer på rött och grönt.

Med hjälp av de andra färgade rutorna lär du dig snart hur du skiljer på de andra färger som kan vara svåra att skilja ut. Du kan också öva på andra saker som du redan vet vilken färg de har.

Om du inte ser blått eller bara gråtoner blir det svårt att säkert avgöra alla färger. Men att upptäcka saker som annars döljer sig fungerar bra. Läs under **Se mer**



Se mer

Med Seekey kan du upptäcka många saker som du inte sett tidigare. Röda bär eller blommor döljer sig ofta bland de gröna bladen. Titta genom den röda, rundade skivan. Det röda framträder nästan lysande mot den mörkare gröna omgivningen. Prova med kartor, bilder eller mönstrade kläder.

Ofta är det bra att placera de båda skivorna precis kant i kant. Rör sedan Seekey så du tittar växelvis genom den röda och den gröna skivan. Olika färgade saker får en blinkande effekt och blir lätta att urskilja.

Skötselråd

Seekey tål väder, vind och vatten. Skivorna kan tvättas med diskmedel, lacknafta eller utspädd T-sprit. Torka med mjuk bomullstrasa.

Undvik repande nedsmutsning. Det kan gå att polera bort små repor med polermedel för akrylplast.

Upplevelsen av en färg påverkas när du använder Seekey på ett av tre sätt. Färgen blir:

- Mycket **mörkare**

- Mycket **ljusare**

- Nästan oförändrad eller kanske något mörkare

Lättast ser du hur Seekey fungerar på rött, grönt, blått och lila. Brun och grått kräver ofta mer övning.

Färgnyckel

	Upplevelse med Röd skiva	Upplevelse med Grön skiva
Röd	Ljusare	Mörkare
Grön	Mörkare	Oförändrad
Orange	Ljusare	Mörkare
Brun	Oförändrad	Oförändrad

	Upplevelse med Röd skiva	Upplevelse med Grön skiva
Blå	Mörkare	Oförändrad
Lila	Ljusare	Oförändrad
Blågrön	Mörkare	Oförändrad
Rosa	Ljusare	Mörkare
Grå	Oförändrad	Oförändrad

Mycket ljusa eller mörka nyanser är svårare att bestämma säkert. Placera skivorna med en liten spalt. Titta växelvis genom en skiva och den ofärgade spalten så ser du lättare små förändringar.

I dåligt ljus är det också svårt att se färger. Men då är det besvärligt även för den som kan se alla färger. "På natten är ju alla katter grå".



Seekey är patenterad

WARNING: Använd Seekey under eget ansvar. Öva enligt denna bruksanvisning. Kontrollera noga din tolkning av en färg i säkerhetsrelaterade situationer. Be om hjälp ifall du är tveksam.